



Befreiung von
Ringversuchen und nur eine
Kontrollmessung pro Woche
durch Verwendung von
Unit-use-Reagenzien (Teil B,
2.1.5 und 2.2.3 RiliBÄK)

QuikRead go[®] CRP

Erst testen, dann verordnen

- SICHER: präzise Ergebnisse und automatische Dokumentation
- SCHNELL: in 2 Minuten zum Ergebnis
- EINFACH: automatische Testdurchführung



QuikRead go[®] CRP

QuikRead go CRP ist ein einfacher Test zur quantitativen Bestimmung des C-reaktiven Proteins (CRP). Der Test entspricht den Richtlinien der Bundesärztekammer (RilIBÄK).

CRP ist in sehr geringer Konzentration im Blut gesunder Personen vorhanden. Bei bakteriellen Infektionen steigt der Wert rasch stark an. Virale Infektionen verursachen in der Regel keinen bis sehr geringen Anstieg des CRP. In Verbindung mit einer klinischen Untersuchung kann der CRP-Wert somit als Grundlage zur Unterscheidung zwischen bakteriellen und viralen Infektionen sowie zur Ausschlussdiagnostik herangezogen werden.

Therapiebegleitende Messungen ermöglichen zudem eine gute Kontrolle des Krankheitsverlaufs, da der CRP-Wert schnell auf medizinische Maßnahmen anspricht.

Das System – bestehend aus einem handlichen Instrument und gebrauchsfertigem Testset – ist speziell für den Einsatz in der medizinischen Grundversorgung konzipiert. Das Testergebnis ist noch während der Konsultation verfügbar und kann so z.B. den effektiven Einsatz von Antibiotika unterstützen.

Eigenschaften

SICHER: so exakt wie ein Test im Großlabor

- Quantitatives Testergebnis
- Reproduzierbare CRP-Werte zwischen 5 und 200 mg/l

SCHNELL: das Ergebnis liegt noch während der Konsultation vor

- Schnellstes erhältliches System
- Testdauer 2 Minuten

EINFACH: leicht anzuwenden, auch von Personal ohne Laborerfahrung

- Keine manuellen Arbeitsschritte
- Automatische Korrektur des Hämatokritwertes
- Ein Tropfen Blut aus der Fingerkuppe genügt (alternativ Serum oder Plasma)



QuikRead go[®]

QuikRead ist ein eingetragenes Warenzeichen der Orion Diagnostica Oy.



Orion Diagnostica Oy,
www.oriondiagnostica.com, www.quikread.com

Orion Diagnostica Oy
Representative Office
Notkestraße 9
22607 Hamburg
service line 040 52 95 94 38
www.schnelldiagnose.de

Produkt	Artikel-Nummer.
QuikRead go Instrument	133893
QuikRead go CRP Kit <ul style="list-style-type: none">• 50 Tests incl. Kapillaren und Stopfen	135171
QuikRead CRP Kontrolllösung <ul style="list-style-type: none">• zur Positivkontrolle, 1 ml	68296
QuikRead Kapillaren, 50 Stück	67962
QuikRead Stopfen, 50 Stück	67966

Für mehr Information über den CRP-Wert lesen Sie unsere Broschüre „The Value of C-reactive Protein in Primary Health Care“.

Befreiung von Ringversuchen und nur eine Kontrollmessung pro Woche durch Verwendung von Unit-use-Reagenzien (Teil B, 2.1.5 und 2.2.3 RilIBÄK)

Schnell - einfach - sicher

